

COVID-19: CÓMO VESTIR LA ROPA DE PROTECCIÓN

Paso 1:
Póngase la
redcilla de pelo



Paso 2:
Lávese las manos



Paso 3:
Póngase la bata



Una segunda persona debe ayudar a cerrarla por detrás



N95, FFP2 o FFP3 son las recomendadas; Realice una prueba de ajuste

Paso 4:
Póngase la máscara de protección



Alternativas cuando no se dispongan de mascarillas N95, FFP2 o FFP3

Paso 5:
Póngase las gafas de protección



Paso 6:
Doble protección de guantes



Un par de guantes internos que cubran la piel hasta la muñeca y un par de guantes externos que se superpongan a la bata y también hasta la muñeca

Repici A et al GIE 2020

COVID-19: QUITARSE LA ROPA DE PROTECCIÓN

Paso 1:
Lávese las manos



Paso 2:
Quítese los guantes



Paso 3:
Lávese las manos




Paso 4:
Póngase guantes nuevos

Para prevenir auto-contaminación



Paso 5:
Quítese la bata

Una segunda persona debería asistir para desatarla por detrás



Paso 6:
Quítese las gafas de protección

Evite tocar la parte frontal ya que podría estar contaminada



Paso 7:
Quítese la máscara de protección

Evite tocar la parte frontal ya que podría estar contaminada



Paso 8:
Quítese la redcilla para el pelo



Paso 9:
Quítese los guantes



Paso 10:
Lávese las manos



Repici A et al GIE 2020